

FOGÁSZATI TERMÉKKATALÓGUS

FÓKUSZBAN A HIGIÉNYIA



MIDMARK AUTOKLÁVOK



- opcionális ROSI fordított ozmózis víztisztító rendszerrel (1000-1200 cikluson keresztül megfelelő minőségű vizet juttat a rendszerbe)
- beépített érzékelő rendszer, mely folyamatosan figyeli a vízminőséget
- VSL – vákuum biztonsági záras ajtó, melyet motor nyit és zár
- magyar nyelvű menürendszer
- gyors program sterilizálásra
- beépített nyomtató és opcionális USB adatgyűjtő
- 100%-ban Olaszországban/EU-ban készült
- 6 és 60 literes űrtartalommal is












B típusú 18 literes autokláv



B típusú 23 literes autokláv

- opcionális ROSI fordított ozmózis víztisztító rendszerrel (1000-1200 cikluson keresztül megfelelő minőségű vizet juttat a rendszerbe)
- beépített érzékelő rendszer, mely folyamatosan figyeli a vízminőséget
- VSL – vákuum biztonsági záras ajtó, melyet motor nyit és zár
- magyar nyelvű menürendszer
- gyors program sterilizálásra
- beépített nyomtató és opcionális USB adatgyűjtő
- 100%-ban Olaszországban/EU-ban készült
- 6 és 60 literes űrtartalommal is

TARTALOM

	KÉZHIGIÉНИЯ	5
	BŐRFERTŐTLENÍTÉS	13
	FELÜLETFERTŐTLENÍTÉS	14
	MŰSZER- ÉS ESZKÖZTISZTÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS	25
	HIGIÉНИЯ A FOGÁSZATBAN	32
	SZÁJHIGIÉНИЯ	36
	VÉRZÉSCSILLAPÍTÁS	38
	ADAGOLÓK	42
	STERIL CSOMAGOLÓANYAGOK	48
	FÓLIAHEGESZTŐK	51
	HIGIÉНИЯI ESZKÖZÖK	52
	JEGYZETEK	54

RÉSZLETES TARTALOM

KÉZHIGIÉNYIA

S&M® wash lotion	6
esemtan® wash lotion	7
sensiva® wash lotion	8
desderman® care, desderman® care gel	9
desmanol® pure	10
primasept® wash	11
esemtan® skin lotion	12

BŐRFERTŐTLENÍTÉS

kodan® tincture e colourless & coloured	13
---	----

FELÜLETFERTŐTLENÍTÉS

mikrozyd® AF liquid	15
mikrozyd® AF wipes	16
antifect® N liquid	17
mikrozyd® sensitive liquid	18
mikrozyd® sensitive wipes	19
mikrozyd® universal wipes green line	20
mikrozyd® PAA wipes	21
schülke nedves törülőkendő rendszer	22
terralin® protect	23
perform®	24

MŰSZER- ÉS ESZKÖZTISZTÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS

gigazyme®	26
gigasept® instru AF	27
gigasept® AF forte	28
gigasept® FF (new)	29
gigasept® pearls	30
S&M műszer- és eszközfertőtlenítő kádak	31

HIGIÉNYIA A FOGÁSZATBAN

rotasept®	33
aspirmatic®, aspirmatic® cleaner	34
dentavon®	35

SZÁJHIGIÉNYIA

octenident®	37
-------------	----

VÉRZÉSCSILLAPÍTÁS

Cutanplast	39
------------	----

ADAGOLÓK

SM 2	43
OPHARDT ingo-man®	44
RX-5 T	45
Steripower®	47

STERIL CSOMAGOLÓANYAGOK

STERIKING-WIPAK	49-50
Wipak IS 250 impulzus fóliahegesztő	51

HIGIÉNYIAI ESZKÖZÖK

AUTOKLÁVOK	52
ULTRAHANGOS MOSÓK	53

JEGYZETEK

54-55

KÉZHIGIÉNIA

1. Tisztítás
2. Fertőtlenítés
3. Kombinált megoldás
4. Ápolás

schülke →








S&M® wash lotion

szappanmentes készítmény friss illattal

Amit nyújt

-  Bőrkímélő, hatásosan tisztít
-  Szappanmentes lemosó bőrbarát felületaktív anyagok bázisán
-  Friss illatú

Alkalmazási terület

- Műtéti beavatkozások előtt bőrkímélő lemosáshoz és fürdetéshez
- Kéztisztításhoz, műtéti bemosakodás előtt
- Higiénés kézfertőtlenítés előtt
- Zuhanyzáshoz ideálisan alkalmazható



 KÉZMOSÁSHOZ

 FÜRDŐKHÖZ

 ZUHANYZÁSHOZ

 BETEG MOSDATÁSÁHOZ

Rendelési információ:

Kiszerelési egységek	Csom. egységek	Cikkszám
500 ml flakon	20 x 500 ml	112006
S&M® Wash lotion 1 liter	10 db / karton	112002

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Termék	Cikkszám
SM2 Univerzális adagoló (kb. 1-3 ml adagolás)	668500
Adagoló pumpa (500 ml és 1 l-es flakonhoz)	180303
RX 5-T érintésmentes adagoló cseptálcával	4401528



esemtan® wash lotion

bőrbarát testlemosó, válogatott ápoló összetevőkkel

Amit nyújt

- Szappanmentes testlemosó, bőrkímélő tenzidekkel
- Gyengéd a bőrhöz
- Kellemes illat
- Dermatológiailag tesztelt
- Allantoinnal, ami megvédi a bőrt a kiszáradástól és irritációtól

Felhasználási terület

- Tápláló kéz- és testlemosásra
- Folyékony szappanként sebészi bemosakodás és higiénés kézfertőtlenítés előtt
- Betegek műtét előtti kíméletes és gyengéd testlemosására

Termék profil

- Szappanmentes, bőrbarát tisztító összetevő (Syndet)
- Allantoin tartalmú, amelynek nyugtató és hidratáló hatása van a bőrre, és elősegíti a sejt megújulását



➤ KÉZMOSÁSHOZ

➤ FÜRDŐKHÖZ

➤ TESTLEMOZÁSHOZ

➤ ZUHANYZÁSHOZ

Rendelési információ:

Termék	Csom. egységek	Cikkszám
esemtan® wash lotion 500 ml flakon	20 db / karton	116625
esemtan® wash lotion 1 l flakon	10 db / karton	116602
esemtan® wash lotion 5 l kanna	1 db / kanna	116604

Adagoló segédeszközök / tartozékok







Termék	Cikkszám
Adagoló pumpa 500 ml / 1 l-es flakonhoz (3 ml / 1 lenyomás)	180303
Kannakulcs 5 + 10 l-es kannához	135810
SM2 Univerzális adagoló (kb. 1-3 ml adagolás)	668500
RX 5-T érintésmentes adagoló csepptálcával	4401528



sensiva® wash lotion

bőrbarát, parfüm- és színezékmentes testlemosó

Amit nyújt

-  Szappanmentes testlemosó, bőrbarát, felületaktív összetevőkkel
-  Bőrkímélő
-  Gyengéden tisztít
-  Színezék-, parfüm- és lanolinmentes
-  Bőrgyógyászatilag tesztelt
-  Allantoin tartalmú

Termék profil

- Szappanmentes, bőrbarát tisztító összetevő (Syndet)
- Allantoin tartalmú, amelynek nyugtató és hidratáló hatása van a bőrre és elősegíti a sejt megújulását
- Lanolinmentes



 KÉZMOSÁSHOZ

 TESTLEMOSÁSHOZ

Rendelési információ:

Termék	Csom. egységek	Cikkszám
sensiva® wash lotion 500 ml flakon	20 db / karton	114006
sensiva® wash lotion 1 l flakon	10 db / karton	114002

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Termék	Cikkszám
Adagoló pumpa 500 ml / 1 l-es flakonhoz (3 ml / 1 lenyomás)	180303
Kannakulcs 5 + 10 l-es kannához	135810
SM2 Univerzális faliadagoló (kb. 1-3 ml adagolás)	668500
RX 5-T érintésmentes adagoló cseptálcával	4401528





desderman® care desderman® care gel

felhasználásra kész alkohol alapú higiénés és sebészi kézfertőtlenítőszer dexpanthenol és E-vitamin ápolóanyagokkal

Előnyök

- Széles hatásspektrum (beleértve vírusok)
- Norovírus elleni hatékonyság
- Kimagasló kézvédelem és -ápolás a Panthenol-complex + E-vitamin innovatív formulájának köszönhetően, ami minden egyes kézfertőtlenítéskor védi és ápolja a kezét
- Színezék- és illatanyagmentes (bőrbarát, hipoallergén).
- Bőrgyógyászatilag jóváhagyott

Alkalmazási terület

- **Higiénés kézfertőtlenítés (EN1500):** száraz kézre juttasson 3 ml desderman® care-t, majd alaposan dörzsölje be úgy, hogy nedves maradjon a keze a 30 mp behatási idő alatt.
- **Sebészi bemosakodás (EN 12791):** tisztasági kézmosás után 5 ml készítményt adagoljunk a tiszta, megszáritott kézre, melyet a kézen és az alkaron alaposan eldörzsölünk másfél percig, majd az eljárást ismételjük meg úgy, hogy a behatási idő alatt a kezek végig nedvesen maradjanak.
- Behatási idő: 2x90 mp

Használati utasítás

A desderman® care-t és a desderman® care gel-t hígítatlanul kell használni. Higiénés és sebészi kézfertőtlenítés során a behatási idő alatt a termékeket úgy kell adagolni, hogy a kezek végig nedvesek maradjanak.

Speciális ajánlás

Biztonságosan használja a fertőtlenítőszereket! Mindig olvassa el a termékcímkét és a terméktájékoztatót használat előtt!
Külsőleg! Vigyázzon, hogy a készítmény ne kerüljön kapcsolatba nyílt lánggal vagy bekapcsolt állapotú elektromos hőforrással!

i Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

HIGIÉNÉS KÉZFERTŐTLENÍTÉSRE ÉS SEBÉSZI BEMOSAKODÁSRA



- baktericid (MRSA)
- tuberkulocid/mikobaktericid
- yeasticid/fungicid
- virucid

Rendelési információ:

Termék	Kiszereelés	Cikkszám
desderman® care 100 ml FL	30/karton	70002381
desderman® care 500 ml FL	20/karton	70002329
desderman® care 1 l FL	10/karton	70002337
desderman® care 5 l KA	1/kanna	70002343
desderman® care gel*	100 ml/500 ml 1 l	100ml: 70002386 500ml: 70002352 1000ml: 70002925

*Hatásspektrum: baktericid, yeasticid, mikobaktericid, szelektív virucid.
Virucid hatáshoz a behatási idő: 90 mp.
Higiénés kézfertőtlenítéshez: 30 mp.
Sebészi bemosakodáshoz: 2x90 mp.

Adagoló segédeszközök:





Termék	Kiszereelés	Cikkszám
Szórófej	30/karton	180124
Adagoló pumpa 500 ml/1 l-es flakonhoz (3 ml/1 lenyomás)	20/karton	7180303
Kannakulcs 5 + 10 l-es kannához	10/karton	135810
SM2 Univerzális faliadagoló (kb. 1-3 ml)	1/kanna	668500
RX 5-T érintésmentes adagoló csepptálcával	100 ml/500 ml 1 l/5 l	4401528



desmanol® pure

használatra kész, alkoholos kézfertőtlenítő
higiénés és sebészi kézfertőtlenítésre
dexpanthenol ápolóanyagokkal

Amit nyújt

-  Széles antimikrobiális hatásspektrum (beleértve a vírusokat is)
-  Kíméli és védi a bőrt innovatív összetételének köszönhetően (dexpanthenol és etilhexil- glicerin)
-  Színezék és illatanyagmentes
-  Dermatológiailag tesztelt



- baktericid (MRSA)
- fungicid
- tuberkulocid
- szelektív virucid (burkos vírusokra)

Alkalmazási terület

- Higiénés kézfertőtlenítés; (EN 1500) 3 ml – 30 mp
- Sebészi kézfertőtlenítés (2 x 90 mp)

Alkalmazás módja

- A desmanol® pure hígítás nélkül alkalmazandó. Mind higiénés, mind a sebészi kézfertőtlenítés esetén az oldatot úgy kell adagolni, hogy a fertőtlenítendő felület (kéz és alkar) a behatási idő alatt nedves maradjon.
- Szelektív virucid hatás, mivel az Adenovírussal szemben 2 perc a behatási idő.



Rendelési információ:

Kiszerezési egységek	Csom. egységek	Cikkszám
100 ml	30 x 100 ml	125210
500 ml	20 x 500 ml	125216
1 l	10 x 1 l	125217
5 l kanna	1 x 5 l	125215

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Termék	Cikkszám
SM2 Univerzális faliadagoló	668500
Adagoló pumpa 500 és 1000 ml-es flakonhoz	180303
RX 5-T érintésmentes adagoló cseptálcával	4401528
Steripower®	10041



Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!



primasept® wash

antimikrobiális kézmosószer higiénés
kézmosáshoz burkos vírusok elleni virucid
hatással

Amit nyújt

- ➔ Hatásos baktériumok (köztük szalmonella és lisztéria) ellen
- ➔ Élesztőgombák és burkos vírusok (köztük HBV, HIV, HCV, Vaccinia) ellen
- ➔ Gyengéd szappanmentes tisztítószer 4 % klórhexidín tartalommal
- ➔ Kiváló tisztító erő
- ➔ Bőrtápláló és hidratáló összetevőket tartalmaz
- ➔ Színező- és illatanyagmentes
- ➔ Dermatológiailag tesztelt

Alkalmazási terület

- Higiénés kézmosásra
- Élelmiszerfeldolgozó ipari, ipari- és kórházi konyhai, ipari
- Üzemi, kórházi és ápolási otthoni használatra

Termék profil

- Szappanmentes, bőrbarát tisztítószer
- A hozzáadott allantoin bőrtápláló hatással bír, hidratál és támogatja a sejtek megújulását
- Panthenolt tartalmaz, ami stimulálja a bőrregenerációt és enyhíti a bőr irritációját

Rendelési információ:

Termék	Csom. egységek	Cikkszám
primasept® wash 500 ml flakon	20 db / karton	70002402
primasept® wash 1 l flakon	10 db / karton	70002404
primasept® wash 5 l kanna	1 db / kanna	kérésre

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Termék	Cikkszám
SM2 Univerzális faliadagoló	668500
Adagoló pumpa 500 és 1000 ml-es flakonhoz	180303
RX 5-T érintésmentes adagoló cseptálcával	4401528

Használati utasítás

- Higiénés kézmosás (EN1499): adagoljon 5 ml primasept® wash-t a benedvesített kézre és habot képezve dörzsölje 30 másodpercig. Ezután alaposan öblítse le a kezét és törölje szárazra.
- Szelektív virucid hatás eléréséhez (virucid hatás burkos vírusok ellen EN 14476 szerint) a kézmosás 60 másodperc.



30-60 sec









i Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a
használati útmutatót!



esemtan® skin lotion

színezékmentes testápoló, normál bőrre

Amit nyújt

-  Tápláló és hidratáló
-  Gyorsan felszívódó
-  Könnyen elosztható
-  Tökéletesen kompatibilis a desderman® care-rel és a desmanol® pure-ral
-  Színezetlen és kellemes illatú
-  Dermatológiailag tesztelt

Termék profil

- Olaj-víz emulzió
- Jojoba olajat tartalmaz, amely segít megőrizni a bőr természetes savas védőrétegét (hidrolipid), kiegyensúlyozott zsír- és nedvességtartalma révén nem marad utána kellemetlen zsíros érzet
- Tartalmaz méhviaszt, mely bőrvédő és hidratáló tulajdonságokkal rendelkezik

Rendelési információ:

Termék	Csom. egységek	Cikkszám
esemtan® skin lotion 150 ml flakon	30 db / karton	70000897
esemtan® skin lotion 500 ml flakon	20 db / karton	70000898

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Termék	Cikkszám
Adagoló pumpa 500 és 1000 ml-es flakonhoz (kb. 1-3 ml adagolás)	180303
Adagoló pumpa 5 és 10 l-es kannához (20 ml adagolás)	668600
SM2 Univerzális faliadagoló	668500
RX 5-T érintésmentes adagoló csepptálcával	4401528





kodan® tincture e colourless

kodan® tincture e coloured

alkoholok és kvaterner ammónium kombinációjára épülő folyékony alkoholos bőrfertőtlenítő

kodan® tincture e colourless

Amit nyújt

- Azonnal felhasználásra kész
- Könnyű alkalmazhatóság permetezéssel
- Széles hatásspektrum
- Kiváló bőrtolerálhatóság

Alkalmazási terület

- Bőrfertőtlenítésre kisebb invazív beavatkozások, sebészi punkciók és injekciók előtt
- Baktericid, yeasticid/fungicid, mikobaktericid, szelektív virucid (adeno-, noro-, burkos vírusok)
- Behatási idő:
 - injekciók előtt: 15 mp
 - punkciók, kimetszések, műtét előtt: 1 perc
 - faggyúmirigyekben gazdag bőrfelületen: 2 perc

kodan® tincture e coloured

Amit nyújt


- Fertőtleníti, tisztítja és zsírtalanítja a bőrt
- Gyors és hosszan tartó hatás
- Látható narancssárga szín
- Nem tartalmaz jódot
- Kiváló bőrtolerálhatóság

Alkalmazási terület

- Bőrfertőtlenítésre műtéteket és sebészi eljárásokat megelőzően
- Baktericid, yeasticid/fungicid, mikobaktericid, szelektív virucid (adeno-, noro-, burkos vírusok)
- Behatási idő:
 - punkciók, kimetszések, műtét előtt: 1 perc
 - faggyúmirigyekben gazdag bőrfelületen: 2 perc

Rendelési információ:

Termék	Csom. egységek	Cikkszám
kodan® tincture e colourless 250 ml	10 db / karton	70003216
kodan® tincture e colourless 1 l	12 db / karton	70003217
kodan® tincture e coloured 1 l	12 db / karton	70003218



Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!



FELÜLET- FERTŐTLENÍTÉS

1. Kis felületekre
2. Nagy felületekre

schülke 





CE0297 orvostechnikai eszköz

mikrozyd® AF liquid

alkohol alapú gyors fertőtlenítőszer nem invazív
orvosi eszközökhöz és egyéb felületekhez

Amit nyújt


- ➔ Felhasználásra kész
- ➔ Nagyon széles biocid aktivitás a lehető legrövidebb behatási időn belül
- ➔ Maradványmentesen, gyorsan szárad

Alkalmazási terület

Orvostechnikai eszközök és mindenféle olyan letörölhető felület alkohollal alapú gyors fertőtlenítése, ahol fertőzésnek fokozott kockázata áll fenn és gyors behatási idő szükséges, pl.:

- betegközeli felületek
- betegkezelő egységek
- vizsgáló ágyak
- műtőasztalok és a közeli munkafelületek
- orvostechnikai berendezések felülete

Ne használja alkoholérzékeny felületen, pl. akril üvegen!



- baktericid (MRSA, tuberkulocid/mikobaktericid)
- yeasticid, szelektív virucid (adeno-, noro-, rota- és burkos vírusok) - 1 perc
- fungicid - 2 perc
- Polyoma SV 40 - 5 perc

Rendelési információ:

Kiszerezési egységek	Csom. egységek	Cikkszám
250 ml flakon szórófejjel	10 x 250 ml	109309
1 l flakon	10 x 1 l	109303
10 l kanna	1 x 10 l	109177

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Kiszerezési egységek	Csom. egységek	Cikkszám
Szórófej 1 l-es flakonhoz	1 db	180124
Kifolyócsap 10 l-es kannához	1 db	135510
Kannakulcs 10 l-es kannához	1 db	135810



Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!



mikroloid® AF wipes

aldehidmentes, felhasználásra kész
fertőtlenítő kendő alkoholos oldattal átítatva
gyors felületfertőtlenítésre

CE0297 orvostechnikai eszköz

Amit nyújt

- ➔ Felhasználásra kész fertőtlenítőszerrel impregnált kendő
- ➔ Nagyon széles mikrobiológiai hatásspektrum a lehető legrövidebb behatási idő alatt
- ➔ Maradvány mentesen szárad

Alkalmazási terület

Egészségügyi intézmények felületeinek és berendezési tárgyainak alkoholos gyorsfertőtlenítésére, és minden olyan területen, ahol fokozott a fertőzés veszélye és követelmény a rövid behatási idő, pl.:

- betegkezelő egységek
- vizsgáló asztalok
- műtőasztalok és hozzá tartozó berendezések
- egészségügyi berendezések felülete

Az impregnált törülőkendő anyaga: viszkóz-polipropilén.
Ne használja alkoholérzékeny felületen, pl. akril üvegen!



- baktericid (MRSA, tuberkulocid/mikobaktericid), yeasticid, szelektív víruscid (adeno-, noro-, rota és burkos vírusok) - 1 perc
- fungicid - 2 perc
- Polyoma SV 40 - 5 perc

Rendelési információ:

Kiszárlási egységek	Csom. egységek	Cikkszám
150 db-os doboz	10 doboz / karton	109200
150 db-os utántöltő tasak	20 tasak / karton	70002064
Jumbo 220 db-os doboz	10 doboz / karton	109157
Jumbo 220 db-os utántöltő tasak	12 tasak / karton	109159

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Kiszárlási egységek	Csom. egységek	Cikkszám
Falra szerelhető fém doboztartó	1 db	134417



Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!



antifect® N liquid

aldehidmentes alkohol bázisú gyors fertőtlenítőszer orvostechikai eszközökhöz és egyéb letörölhető felületekhez

CE0297 orvostechikai eszköz

Amit nyújt

- ➔ Aldehidmentes
- ➔ Felhasználásra kész oldat
- ➔ Rövid behatási idő
- ➔ Gyors száradás
- ➔ VAH listán szerepel
- ➔ Európai szabványok szerint tesztelt
- ➔ Színező- és illatanyagmentes



- baktericid
- fungicid
- tuberkulocid
- szelektív virucid
- behatási idő: 5 perc

Rendelési információ:

Termék	Kiszerezés	Cikkszám
antifect® N liquid 1 l flakon	10 / karton	113940
antifect® N liquid 5 l kanna	1 / kanna	113941

Alkalmazási terület

Alkohol alapú gyors fertőtlenítőszer orvostechikai eszközökre minden területen, fertőzés kockázatának fokozottan kitett különféle letörölhető felületekre, valamint olyan felületek fertőtlenítésére, ahol gyors behatási időre van szükség, például:

- beteg melletti területek
- beteg ellátó egységek
- vizsgáló ágyak
- műtőasztalok és egyéb műtői felületek
- orvosi eszközök felülete
- élelmiszerfeldolgozó-ipari felületek
- ipari termelő területek felületei

Ne használja alkoholérzékeny felületen, pl. akril üvegen!

Felhasználóbarát, mivel a termék összetételének köszönhetően nem irritálja a nyálkahártyát, illatanyagmentes.

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Kiegészítők	Cikkszám
Ágyra szerelhető tartó 1 l (ívelt)	134415
Ágyra szerelhető tartó 1 l (egyenes)	134413
Ágyra szerelhető tartó 500 ml (egyenes)	134412
Kannakulcs 5 + 10 l	135810
Szórófej 500 / 1000 ml flakonhoz	180124



Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!



mikroloid® sensitive liquid

alkoholmentes tisztító- és fertőtlenítőszer
alkoholérzékeny orvostechikai eszközökre


CE0297 orvostechikai eszköz

Amit nyújt

- ➔ Alkoholmentes
- ➔ Felhasználásra kész oldat
- ➔ Gyors behatási idő
- ➔ Alkoholra érzékeny orvostechikai eszközökre

Alkalmazási terület

- A termék kiemelkedő anyagkompatibilitással bír, így különösen alkalmas érzékeny orvostechikai eszközök felületeinek fertőtlenítésére.



- baktericid (MRSA)
- yeasticid
- szelektív virucid (Rota-, Polyoma SV40 és burkos vírusok)
- behatási idő: 1 perc

Rendelési információ:

Kiszárlási egységek	Csom. egységek	Cikkszám
mikroloid® sensitive liquid 1 l flakon	10 x 1 l	70003135
mikroloid® sensitive liquid 5 l kanna	1 x 5 l	70003136

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Adagoló	Cikkszám
Szórófej 1 l flakonhoz	180124
Kannalucs 5 + 10 l	135810



Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!



mikroqid® sensitive wipes

alkoholmentes, felhasználásra kész
kendők alkoholérzékeny orvosi eszközök
tisztítására és fertőtlenítésére

CE0297 orvostechnikai eszköz

Amit nyújt

- ➔ Alkoholmentes
- ➔ Felhasználásra kész fertőtlenítőszerrel impregnált kendő
- ➔ Széles antimikrobiális hatásspektrum és rövid behatási idő
- ➔ Alkoholérzékeny orvosi eszközökre
- ➔ Jó tisztítási teljesítmény

Alkalmazási terület

- A termék kiemelkedő anyagkompatibilitással bír, így különösen alkalmas érzékeny orvostechnikai eszközök felületeinek fertőtlenítésére.



- baktericid (MRSA)
- yeasticid
- szelektív virucid (Rota-, Polyoma SV40-, burkos vírusok)
- behatási idő: 1 perc

Rendelési információ:

Termék	Kiszerezés	Cikkszám
mikroqid® sensitive wipes Jumbo Refill (200 kendő)	12 / karton	70003109
mikroqid® sensitive wipes Jumbo (200 kendő)	10 / karton	70003104

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Kiegészítők	Cikkszám
Jumbo doboz fali tartó	134421



Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!



mikroloid® universal wipes green line

alacsony alkoholtartalmú oldattal impregnált
anyagbarát tisztító- és fertőtlenítő
törölkendők

CE0297 orvostechnikai eszköz

Amit nyújt

- ➔ 100%-ban műanyagmentes törölkendő
- ➔ 12 hét alatt természetesen lebomlik
- ➔ Rendkívül fenntartható és klímasemleges
- ➔ Maximális anyagkompatibilitás
- ➔ Másodpercek alatt hat
- ➔ Dermatológiailag tesztelt
- ➔ Széles hatásspektrum, kiváló tisztítóerő
- ➔ 114 db impregnált kendő

Speciális ajánlás

Fertőtlenítőszer alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót! A termék nagymértékben kompatibilis fémekkel és szintetikus anyagokkal. Kérjük, figyelmesen kövesse a nemzeti tűz és robbanásvédelmi előírásokat, amikor alkohol alapú fertőtlenítőszerrel használ. Csak kis felületek kezelésére. A törölési hatótávolság függ a szoba hőmérsékletétől és a fertőtleníteni kívánt felület struktúrájától. További információ szükség esetén kérésre elérhető.

Rendelési információ:

Termék	Kiszereelés	Cikkszám
mikroloid® universal wipes green line	6 csomag / karton	70003354



További információért kérje részletes
termékleírásunkat!



mikroloid® PAA wipes

sporocid, perecetsavas felületfertőtlenítő
kendők orvosi eszközök és felületek magasfokú
fertőtlenítésére

CE0297 orvostechnikai eszköz

Amit nyújt

- ➔ Magas szintű felületfertőtlenítő, kimagasló hatásspektrummal
- ➔ Csupán 15 perc alatt hatékony a spórákkal szemben
- ➔ Felnyitás után 28 napig használható
- ➔ Felhasználásra kész – nem kell aktiválni
- ➔ 50 db lap, 20x30 cm
- ➔ Nem utántölthető



- baktericid
- tuberkulocid
- fungicid
- virucid
- sporocid (behatási idő: 15 perc)

Rendelési információ:

Termék	Kiszerezés	Cikkszám
mikroloid® PAA wipes	12 doboz / karton	128101

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Kiegészítők	Cikkszám
Falitartó	134421



Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a
használati útmutatót!



schülke nedves törölkendő rendszer

schülke felületfertőtlenítőszer alkalmazására
kórházakban, ápolási otthonokban és
sürgősségi ellátóhelyeken, minden területen

Amit nyújt

- ➔ Széleskörű alkalmazhatóság
- ➔ Egyszerű kezelhetőség
- ➔ 28 napos felhasználhatóság
- ➔ Szőszmentes használat a felületen
- ➔ Nagyméretű kendő
- ➔ 100 db kendő/tekercs
- ➔ 30x30 cm

Alkalmazási terület

- A schülke nedves törölkendő rendszer a schülke felületfertőtlenítő- szereivel egészségügyi intézmények felületeinek, berendezési tárgyainak, eszközeinek fertőtlenítésére, tisztítására alkalmas.


rendszer betöltése



Rendelési információ:

Kiszerezési egységek	Csom. egységek	Cikkszám
Adagoló rendszer	1 db	70003212
100 lapos törölkendő tekercs	6 tekercs / csomag	70003346

Adagoló rendszer kiürítése





CE0297 orvostechikai eszköz

terralin® protect

koncentrátum orvostechikai eszközök és egyéb felületek fertőtlenítő tisztításához

Amit nyújt

- ➔ Aldehydmentes
- ➔ Kiváló tisztító tulajdonságok
- ➔ Diszkrét, kellemes és friss illat
- ➔ Baktericid és szelektív virucid hatás (0,5%)

Alkalmazási terület

Orvostechikai eszközök és egyéb mosható felületek tisztítása és fertőtlenítése egy fázisban:

- Minden kórházi területen (pl. kórtermek, intenzív osztályok, műtők)
- Különösen szagérzékeny területeken (pl. újszülött intenzív osztályok)
- Érzékeny felületeken is (pl.: akril üveg)



Hatásspektrum és behatási idő információért kérje részletes tájékoztatónkat!

Rendelési információ:

Kiszerezési egységek	Csom. egységek	Cikkszám
2 literes flakon	5 x 2 l	70002784
5 literes flakon	1 x 5 l	70002787

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Tartozékok	Cikkszám
Kannakulcs 5 + 10 l	135810
Adagolópumpa 5-10 literes kannákhoz	117101

i Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!



perform®

aktív oxigén-bázisú por alakú koncentrátum
orvostechnikai eszközök és egyéb felületek
fertőtlenítésére és tisztítására


CE0297 orvostechnikai eszköz

Amit nyújt

- ➔ Aktív oxigén bázisú
- ➔ Praktikus alkalmazás az egyszeri adagokkal
- ➔ Sporocid (C. difficile) EN 17126 szerint: 2% - 60 perc (tisztá körülmények)
- ➔ Virucid hatás - 5 perc -1%
- ➔ Nagyon jó anyagkompatibilitás
- ➔ Széles hatásspektrum (virucid, tuberculocid, sporocid - inkl. C. difficile)
- ➔ Fertőtlenítő hatású felmosófolyadék elkészítésére alkalmas

Alkalmazási terület

- Orvostechnikai eszközök és egyéb felületek fertőtlenítése és tisztítása. Nagyon jól bevált, széles hatásspektrumú és jó anyagkompatibilitású termékként használható minden kórházi területen. Alkalmazható olyan érzékeny felületen is, mint az akril üveg, továbbá alkalmazható légző- és inhalációs maszkok és oktatótárgyak fertőtlenítésére.



Hatásspektrum és behatási idő
információért kérje részletes
tájékoztatónkat!

sporocid (C.difficile) EN 17126 2% - 60 perc
(tisztá körülmények)

Rendelési információ:

Termék	Kiszerezés	Cikkszám
perform® 40 g	50 tasak / doboz	70001859
perform® 900 g	900 g	122322



Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a
használati útmutatót!

MŰSZER- ÉS ESZKÖZTISZTÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS

Tisztítás & Fertőtlenítés

schülke ->





gigazyme®

hármass enzim tartalmú tisztítószer
speciálisan endoszkópok kézi és félautomata
berendezésben történő tisztításához és
sebészeti műszerek kézi tisztításához

CE0297 orvostechikai eszköz

Amit nyújt

- Vérodó hatás
- Kiváló tisztító hatás a hármass enzim tartalomnak köszönhetően
- Ultrahangos berendezésekben használható
- Nem habzik

Alkalmazási terület

- A gigazyme® enzimátikus detergens, endoszkópok kézi és félautomata gépi tisztítására, valamint sebészeti eszközök kézi tisztítására fejlesztették ki.
- Magas minőségű enzimek (proteáz = fehérjebontás, lipáz = zsírok bontása, amiláz = keményítő lebontása) és felületaktív anyagok innovatív rendszerének ideális kombinációja bármilyen típusú hőálló és hőérzékeny eszköz tisztítására kiváló. Ultrahangos berendezésekben is ideálisan alkalmazható.



Rendelési információ:

Kiszereleési egység	Csom. egység	Cikkszám
2 literes flakon	5 x 2 l	70003409

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Tartozékok	Cikkszám
Mérőpohár 500 ml	136101

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Tartozékok	Cikkszám
3 l-es S&M fertőtlenítő kád fehér tetővel	144307
3 l-es S&M fertőtlenítő kád átlátszó tetővel	144308
5 l-es S&M fertőtlenítő kád fehér tetővel	144407
5 l-es S&M fertőtlenítő kád átlátszó tetővel	144408
10 l-es S&M fertőtlenítő kád fehér tetővel	144507
10 l-es S&M fertőtlenítő kád átlátszó tetővel	144508
30 l-es S&M fertőtlenítő kád fehér tetővel	144609
30 l-es S&M fertőtlenítő kád átlátszó tetővel	144610



További információért kérje részletes termékleírásunkat!



CE0297 orvostechnikai eszköz

gigasept® instru AF

aldehidmentes tisztító- és fertőtlenítőszer
orvosi műszerekhez

Amit nyújt

- Aldehidmentes
- Nagyon jó tisztító hatás
- Széles mikrobiológiai hatásspektrum
- Rövidebb behatási idő ultrahangos berendezésekben (5 perc - 3%)
- Akár 7 napig aktív munkaoldat

Alkalmazási terület

- Alkalmas mindenféle hőálló és hőérzékeny műszer (kivéve flexibilis endoszkópok) kézi tisztítására és fertőtlenítésére. Széles mikrobiológiai hatásspektrumának és kitűnő tisztítási tulajdonságának köszönhetően – különösen ultrahangos kádakban – a gigasept® instru AF rendelkezik minden olyan tulajdonsággal, amely megfelel az orvostechnikai eszközök tisztításával és fertőtlenítésével szemben felállított követelményeknek a betegellátásban.



i További információért kérje részletes termékleírásunkat!

Rendelési információ:

Kiszerezési egységek	Csom. egységek	Cikkszám
2 literes flakon	5 x 2 l	107425
5 literes flakon	1 x 5 l	107426

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Tartozékok	Cikkszám
Adagolópumpa 5 literes kannához	117101
Kannakulcs 5 literes kannához	135810
Mérőpohár 500 ml	136101

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Tartozékok	Cikkszám
3 l-es S&M fertőtlenítő kád fehér tetővel	144307
3 l-es S&M fertőtlenítő kád átlátszó tetővel	144308
5 l-es S&M fertőtlenítő kád fehér tetővel	144407
5 l-es S&M fertőtlenítő kád átlátszó tetővel	144408
10 l-es S&M fertőtlenítő kád fehér tetővel	144507
10 l-es S&M fertőtlenítő kád átlátszó tetővel	144508
30 l-es S&M fertőtlenítő kád fehér tetővel	144609
30 l-es S&M fertőtlenítő kád átlátszó tetővel	144610



gigasept® AF forte

aldehidmentes készítmény, flexibilis endoszkópok, valamint az anesztéziában és az ápolásban használt orvosi eszközök és kiegészítők tisztítására és fertőtlenítésére

CE0297 orvostechnikai eszköz

Amit nyújt

- Aldehidmentes
- Flexibilis és merev endoszkópokhoz is alkalmas
- Alkalmazható ultrahangos tisztítókádakban rövidebb behatási idővel (5 perc - 2%)
- Védett hatóanyag összetétel
- Akár 7 napig aktív munkaoldat

Alkalmazási terület

- Flexibilis és merev endoszkópok, sebészeti műszerek, anesztézia berendezései és légzőmaszkok tisztítása és fertőtlenítése.



Rendelési információ:

Kiszerezési egységek	Csom. egységek	Cikkszám
2 literes flakon	5 x 2 l	70003573
5 literes flakon	1 x 5 l	70003572

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Tartozékok	Cikkszám
Adagolópumpa 5 literes kannához	117101
Kannakulcs 5 literes kannához	135810
Mérőpohár 500 ml	136101

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Tartozékok	Cikkszám
3 l-es S&M fertőtlenítő kád fehér tetővel	144307
3 l-es S&M fertőtlenítő kád átlátszó tetővel	144308
5 l-es S&M fertőtlenítő kád fehér tetővel	144407
5 l-es S&M fertőtlenítő kád átlátszó tetővel	144408
10 l-es S&M fertőtlenítő kád fehér tetővel	144507
10 l-es S&M fertőtlenítő kád átlátszó tetővel	144508
30 l-es S&M fertőtlenítő kád fehér tetővel	144609
30 l-es S&M fertőtlenítő kád átlátszó tetővel	144610



További információért kérje részletes termékleírásunkat!



CE0297 orvostechnikai eszköz

gigasept® FF (new)

borostyánkősav-dialdehid alapú magas szintű kézi fertőtlenítőszer

Amit nyújt

- Formaldehid és glutáraldehid mentes
- Széles mikrobiológiai hatásspektrum
- Kiemelkedő anyagkompatibilitás;
- Akár 14 napig aktív munkaoldat
- **Sporocid (C. difficile) EN 17126 szerint: 6% - 8 óra**

Alkalmazási terület

- Hőérzékeny és hőálló eszközök, pl. flexibilis és merev endoszkópok, vízálló ultrahangos szondák, anesztéziái segédeszközök, légzőmaszkok, műszerek stb. fertőtlenítése.



i További információért kérje részletes termékleírásunkat!

Rendelési információ:

Kiszerezési egységek	Csom. egységek	Cikkszám
2 literes flakon	5 x 2 l	70003414


Adagoló segédeszközök / tartozékok

Tartozékok	Cikkszám
Mérőpohár 500 ml	136101

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Tartozékok	Cikkszám
3 l-es S&M fertőtlenítő kád fehér tetővel	144307
3 l-es S&M fertőtlenítő kád átlátszó tetővel	144308
5 l-es S&M fertőtlenítő kád fehér tetővel	144407
5 l-es S&M fertőtlenítő kád átlátszó tetővel	144408
10 l-es S&M fertőtlenítő kád fehér tetővel	144507
10 l-es S&M fertőtlenítő kád átlátszó tetővel	144508
30 l-es S&M fertőtlenítő kád fehér tetővel	144609
30 l-es S&M fertőtlenítő kád átlátszó tetővel	144610

BOROSTYÁNKŐSÁV





gigasept® pearls

aktív-oxigén alapú eszközfertőtlenítő
manuális tisztításhoz és fertőtlenítéshez
multi-enzim formulával

CE0297 orvostechikai eszköz

Amit nyújt

- Teljes mikrobiológiai hatásspektrum
- Kimagasló tisztító teljesítmény a multi-enzim formula, a semleges pH (nem fehérje fixáló) és hatékony felületaktív anyagok kombinációjának köszönhetően
- Kiváló anyagkompatibilitás, még olyan érzékeny anyagok esetében is, mint például a flexibilis endoszkópok
- Nagyobb felhasználói biztonság – az innovatív gyöngy szerkezetnek köszönhetően nem porzik (nincs belégzés veszély)
- Rendkívül kellemes illat
- **Sporocid (C. difficile) EN 13704 szerint: 2% - 5 perc / 1% - 30 perc.**

Alkalmazási terület

- Minden fajta hőálló és hőérzékeny orvosi műszer általános tisztítására és fertőtlenítésére. Különösen alkalmas flexibilis endoszkópokra és olyan érzékeny anyagokra, mint pl. a szilikon, polikarbonát, poliszulfon és az akrilüveg. A kézi módszerrel történő fertőtlenítő eljárás mellett a gigasept® pearls alkalmas ultrahangos kádakban való használatra is.

Rendelési információ:

Kiszerezési egységek	Csom. egységek	Cikkszám
1,5 kg vödör	4 / karton	70000179
6 kg vödör	1 / karton	70000178

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Tartozékok	Cikkszám
3 l-es S&M fertőtlenítő kád fehér tetővel	144307
3 l-es S&M fertőtlenítő kád átlátszó tetővel	144308
5 l-es S&M fertőtlenítő kád fehér tetővel	144407
5 l-es S&M fertőtlenítő kád átlátszó tetővel	144408
10 l-es S&M fertőtlenítő kád fehér tetővel	144507
10 l-es S&M fertőtlenítő kád átlátszó tetővel	144508
30 l-es S&M fertőtlenítő kád fehér tetővel	144609
30 l-es S&M fertőtlenítő kád átlátszó tetővel	144610

i További információért kérje részletes termékleírásunkat!





S&M műszer- és eszközfertőtlenítő kádak





komplett áztatórendszer mindenféle műszer, eszköz szobahőmérsékleten végzett tisztításához, fertőtlenítéséhez, sterilizálásához

Termék adatok

A Schülke & Mayr cég S&M műszeráztató kádjai 3, 5, 10, 30 literes hasznos űrtartalommal, egyszerű és higiénikus munkamódot tesznek lehetővé, mindenféle eszköz, műszer fertőtlenítésénél, tisztításánál és ápolásánál. A rendszer a kórházak és a magánrendelők valamennyi területére alkalmas, mert a kádak a mindenkori követelményeknek megfelelően választhatóak ki.

- A szűrőbetétet a kádteknő peremére helyezve az eszközöket szárazon kiemelhetjük.
- A 30 literes fertőtlenítőkád kifolyócsappal rendelkezik, tartalmának könnyebb kiürítése céljából.
- A 3 literes kád fedelén egy külön zárható adagolónyílás található, melyen keresztül a kisméretű műszereket kényelmesen helyezhetjük a munkaoldalba.
- A 3, 5 és 10 literes szűrőbetétek a változó munkafeltételekhez igazodva a nagyobb űrtartalmú kádakba különböző felosztásban is behelyezhetők.
- Hőálló + 55°C-ig.



Kiszerezési egységek		Cikkszám
	3 literes komplett kád	
	belső méretek: 250 x 150 x 120 mm külső méretek: 300 x 185 x 125 mm	
	fehér tetővel	144307
	átlátszó tetővel	144308
	5 literes komplett kád	
	belső méretek: 500 x 170 x 120 mm külső méretek: 550 x 205 x 135 mm	
	fehér tetővel	144407
	átlátszó tetővel	144408
	10 literes komplett kád	
	belső méretek: 340 x 260 x 170 mm külső méretek: 400 x 300 x 180 mm	
	fehér tetővel	144507
	átlátszó tetővel	144508
	30 literes komplett kád	
	belső méretek: 560 x 370 x 225 mm külső méretek: 620 x 405 x 240 mm	
	fehér tetővel	144609
	átlátszó tetővel	144610

HIGIÉNYIA A FOGÁSZATBAN

1. Fúrófejek és precíziós eszközök tisztítása és fertőtlenítése
2. Fogászati szívórendszer és lefolyórendszer speciális tisztítása, fertőtlenítése
3. Fogászati lenyomatok fertőtlenítése

schülke -t



FÚRÓFEJEK ÉS PRECÍZIÓS ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA ÉS FERTŐTLENÍTÉSE



rotasept®

felhasználásra kész oldat forgó műszerek
tisztítására és fertőtlenítésére

CE0297 orvostechnikai eszköz

Amit nyújt

- Széleskörű hatékonyság
- Kiválóan alkalmas ultrahangos tisztítókádban történő alkalmazásra (behatási idő: 15 perc)
- Aldehydmentes
- Felhasználásra kész

Alkalmazási terület

- Fúrófejek, marók, gyémántcsiszolók és más forgó precíziós műszerek tisztítására és fertőtlenítésére.
- Kiváló anyagkompatibilitásának és átfogó hatékonyságának köszönhetően a rotasept® minden fontos terméktulajdonságot biztosít a forgó precíziós műszerek tisztításához és fertőtlenítéséhez.
- Ultrahangos tisztítókád:
rotasept® kiválóan alkalmas ultrahangos tisztítókádban történő alkalmazásra.
- Alkalmazás után leöblítendő!

Rendelési információ:

Termék	Csom. egységek	Cikkszám
rotasept® 2 literes flakon	5 / karton	104743



Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

FOGÁSZATI SZÍVŐRENDSZER ÉS LEFOLYÓRENDSZER SPECIÁLIS TISZTÍTÁSA ÉS FERTŐTLENÍTÉSE



aspirmatic®

fogászati kezelőegységek és amalgám szeparátorok
napi fertőtlenítésére és szagtalanítására

aspirmatic® cleaner

fogászati szívókészülékek, szájöblítő medencék
és lefolyóvezetékek speciális tisztítására, heti
rendszerességgel

CE0297 orvostechikai eszköz

Amit nyújt

- Hatékonyását széleskörű gyakorlati tesztek igazolják
- Bármilyen típusú integrált amalgám leválasztó berendezéshez (pl. Dürr, Metasys) és fogászati kezelőegységhez (pl. Sirona, KaVo, Castellini, stb.) használható
- Habzásmentes
- Aldehydmentes
- Egyszerű, gazdaságos és biztonságos használat

Alkalmazási terület

aspirmatic®:

- Fogászati kezelőegységek és amalgám szeparátorok napi fertőtlenítése
- Napi 1x 60 perc, 1960 ml + 40 ml (2%)

aspirmatic cleaner®:

- Fogászati szívókészülékek, szájöblítő medencék és lefolyóvezetékek heti speciális tisztításának a segítése
- Mindkét termék használata után alapos öblítés szükséges
- Heti 1x legalább minimum 1 óra, 1900 ml + 100 ml (5%)

Rendelési információ:

Termék	Csom. egységek	Cikkszám
aspirmatic® 2 literes flakon	5 / karton	70003401
aspirmatic® cleaner 2 literes flakon	5 / karton	150313

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Tartozékok	Cikkszám
aspirmatic® system (kancsó)	183701
Mérőpohár 500 ml	136101



Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!



CE0297 orvostechnikai eszköz

dentavon®

aktív oxigén alapú aldehidmentes
fertőtlenítőszer fogászati lenyomatok
fertőtlenítésére

Amit nyújt

- Baktericid, levurocid és virucid hatásspektrum
- 15 perc - 2%

Alkalmazási terület

- Szilikonból és poliéterből készült fogászati lenyomatok fertőtlenítése.

Adagolás és felhasználás

- Öblítse le a lenyomatokat folyó víz alatt. Oldjon fel 2 liter vízben a mérőkanál 2. mérési szintjéig adagolt granulátumot (= 2 % munkaoldat). Helyezze a lenyomatot a munkaoldatba, hagyja hatni a teljes behatási ideig, majd öblítse le a darabokat ismételen folyó víz alatt.



- baktericid
- yeasticid
- virucid
- 2% koncentráció – 15 perc behatási idő mellett

Rendelési információ:

Termék	Csom. egységek	Cikkszám
dentavon® doboz (900 g)	4 / karton	125203

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Kapcsolódó termékek	Cikkszám
műszer- és eszközfertőtlenítő kád: 3 L	144307



További információért kérje részletes termékleírásunkat!

SZÁJHIGIÉNYIA

schülke -†

A young woman with long dark hair is smiling broadly, showing her teeth. She is wearing a blue dental chair. In the background, a dentist's hands in white gloves are visible, holding dental instruments. The scene is set in a dental clinic with blue walls and equipment. The image is framed by a white diagonal line and decorative blue wavy lines at the top and bottom.



octenident® szájöblítő

higiénés szájöblítő oldat

Amit nyújt

- Gátolja a szájszagért felelős kórokozók szaporodását
- Tiszta, friss érzetet biztosít
- Nem színezi el a fogakat
- Klórhexidin-mentes

Alkalmazás módja

- Naponta 2-3 alkalommal öblögesse a szájüreget körülbelül 30 másodpercig. Ne nyelje le! Ehet és ihat közvetlenül az alkalmazást követően. Ne használja csecsemőknél és kisgyermekeknél!

Alkalmazási terület

- Azon betegeknél, akik korlátozottan képesek a szájhigiéncia fenntartására
- Szájszag megelőzésére és elkerülésére
- A szájüregben lévő szagtermelő baktériumok csökkentésére

Kozmetikai termék

Rendelési információ:

Termék	Csom. egységek	Cikkszám
octenident® 250 ml flakon	1 db	70003584



VÉRZÉSCSILLAPÍTÁS

schülke -†





Cutanplast

Steril vérzéscsillapító zselatin tampon,
egyszer használatos, Gamma sugárral sterilizálva


Amit nyújt

- Teljes mértékben felszívódik
- Nem toxikus
- Nem okoz allergiás reakciót
- Semleges pH
- Saját tömege 50-szeresének megfelelő vérmennyiséget képes felszívni
- Alkalmazható szárazon
- Alkalmazható steril fiziológiás sóoldatba vagy antibiotikumba áztatva
- Könnyen alakítható kisebb méretűre vagy más formájúra
- Csökkenti a műtéti beavatkozás idejét
- Megállítja a vérzést

Rendelési információ:

Termék	Csom. egységek	Cikkszám
Cutanplast Dental (10x10x10 mm)	24 db / doboz	0561010-1
Cutanplast Standard (70x50x10 mm)	20 db /doboz	0517050-2
Cutanplast Large (80x125x10 mm)	10 db / doboz	05880125-1
Cutanplast Anal (80x30 mm)	20 db /doboz	0548030-2





FERTŐTLENÍTÉSI ÚTMUTATÓ

fogászat, szájsebészet

Mit?	Mikor?	Hogyan?	Mivel?	Koncentráció / Behatási idő?
Kéztisztítás	Munkakezdskor, beavatkozások előtt, műtétek előtt és után.	Adagoló segítségével tegyünk a kézre 3 ml koncentrátumot. Végezzük el a kézmosást. Kézmosás után alaposan öblítsük le, majd használjunk egyszer használatos papírtörölközőt. Műtéti bemosakodás előtt min. 3 percig mossuk a kezét és az alkart.	S&M® wash lotion sensiva® wash lotion esemtan® wash lotion	Kézmosás: 2 - 3 ml Fürdetés: 20 - 30 ml
Higiénés kézmosás	Munkakezdskor, beavatkozások előtt és után.	Adagoljon 5 ml koncentrátumot a benedvesített kézre és habot képezve dörzsölje 30 mp-ig, majd alaposan öblítse le és törölje szárazra a kezét. Burkos vírusok elleni hatáshoz a kézmosás 60 mp.	primasept® wash	5 ml - 30 mp szelektív virucid hatáshoz: 5 ml - 60 mp
Higiénés kézfertőtlenítés	Munkakezds előtt, betegekkal és testvadászkaikkal való érintkezés, valamint vizsgálatok előtt és után, műtétek után.	Min. 3 ml koncentrátumot a száraz kézre teszünk és a bőre dörzsöljük, 30 mp-en keresztül, míg a kéz száraz nem lesz.	desderman® care desderman® care gel desmanol® pure	3 ml - 30 mp
Sebészi bemosakodás	Műtétek előtt.	5 ml készítményt alaposan eldörzsölünk a kézen és alkaron 1 percig. A műveletet még 4x megismételjük. Amennyiben kéztisztítást követően alkalmazzuk, száraz kézen 5 ml készítményt alaposan eldörzsölünk a kézen és az alkaron 1,5 percig, majd a műveletet még egyszer megismételjük.	desderman® care desderman® care gel desmanol® pure	5 x 5 ml - 5 x 1 perc/ 2 x 5 ml - 2 x 1,5 perc (előzetesen megtisztított száraz kézen)
Kéz- és bőrápolás	Szükség esetén naponta többször.	Munkavégzés végeztével, a bőr regenerálása érdekében.	esemtan® skin lotion	Igény szerint
Szájöblítés, szájfertőtlenítés	Fogmosáskor, valamint fogászati kezelések előtt, alatt és után. Szájsebészeti beavatkozások előtt.	octenident®: naponta 2-3x 30 mp-ig öblítünk. Fogászati kezelés alatt teljes szájüreg kezelésére: 20 ml octenisept® külsőleges oldattal 20 mp-ig öblítünk.	octenident® octenisept® külsőleges oldat	Hígítatlanul: napi 2-3x 30 mp Hígítatlanul: 20 ml - 20 mp
Bőrfertőtlenítés	Injekciót vagy vérvételt, punkciókat, kimetszéseket és műtétet megelőzően.	Injekciót vagy vérvételt megelőzően baktericid, yeasticid hatáshoz 15 másodpercig (színezetlen); egyéb esetekben letörést követően a baktericid, fungicid, mikobaktericid, szelektív virucid hatáshoz 1 percig hatni hagyjuk.	kodan® tincture e colourless kodan® tincture e coloured	Min. 3 ml hígítatlanul 15 másodperc, ill. 1 perc. (Faggyúmirigy területen 2 perc).
Fogászati eszközök, műszerek tisztítása és fertőtlenítése	Használat után. Fém, műanyag, üveg, gumi, porcelán műszerek tisztítására és fertőtlenítésére.	Fertőtlenítő kádban a megadott koncentráció és behatási idő betartásával. Az elkészített munkaoldatot 7 napig használható akkor, ha a fertőtlenítésre szánt eszközöket előzetesen megtisztították.	gigasept® instru AF	Baktericid, yeasticid, mikobaktericid hatáshoz: 1,5% - 60 perc, 2% - 30 perc, 3% - 15 perc, Ultrahangos tisztítókádban 3% - 5 perc.
Fogászati fúrófejek fertőtlenítése	Használat után.	Fertőtlenítőkádban vagy ultrahangos tisztítókádban hígítatlanul. A behatási idő letelte után az eszközöket öblítsük le alaposan legalább ivóvíz tisztaságú vízzel az anyagmaradványok eltávolításához.	rotasept®	Hígítatlanul: 15 perc
Kézidarabok (fúrótokmányok)	Minden használat után.	Permetezéssel, letöréssel.	mikrozyd® AF liquid mikrozyd® AF wipes / Jumbo wipes mikrozyd® sensitive liquid mikrozyd® sensitive wipes	Hígítatlanul baktericid, yeasticid, szelektív virucid hatáshoz: 1 perc, fungicid hatáshoz: 2 perc
Szívókészülékek, köpöcsésze, nyálszívó fertőtlenítése, tisztítása	Fertőtlenítés napi 1-2 alkalommal, napközben és napvégén. Tisztítás heti 1-2 alkalommal, illetve szükség szerint.	Az elkészített munkaoldatot szívassuk fel a szívóberendezéssel, várjuk meg a behatási időt, majd ürítsük le a rendszert, végül öblítsük át a rendszert vízzel.	aspirmatic® (fertőtlenítő) aspirmatic® cleaner (tisztító)	2% - 60 perc 5% - max. 2 óra
Fogászati kezelőegység	Minden kezelés után. (Minden felület fertőtlenítése, mellyel a beteg érintkezhetett).	Alkoholálló felületekre, letöréssel. Alkoholérzékeny felületekre, letöréssel.	mikrozyd® AF liquid Jumbo wipes mikrozyd® universal wipes green line	Hígítatlanul baktericid, yeasticid, szelektív virucid hatáshoz: 1 perc, fungicid hatáshoz: 2 perc Hígítatlanul baktericid, yeasticid, szelektív virucid (burkos vírusok, Norovírus) hatáshoz: 1 perc
Foglenyomat	Fogászati lenyomat levétele után, visszahelyezés, próbák előtt.	Fertőtlenítő kádban a megadott koncentráció és behatási idő betartásával.	dentavon®	2% - 15 perc
Vízzel mosható felületek fertőtlenítése	Minden vízzel mosható felület, berendezési tárgy tisztítására és fertőtlenítésére.	Letöréssel, felmosással. A megadott koncentráció és behatási idő betartásával.	terralin® protect	Baktericid, yeasticid hatáshoz: 0,25% - 60 perc, baktericid, yeasticid, szelektív virucid hatáshoz: 0,5% - 60 perc
Tárgyak, felületek, berendezések, készülékek (pl.: röntgen, video) gyors fertőtlenítése	Cyors behatási időt kívánó és nehezen hozzáférhető helyek fertőtlenítésére. Használat előtt és után.	Permetezéssel, letöréssel.	mikrozyd® AF liquid mikrozyd® AF wipes / Jumbo wipes mikrozyd® sensitive liquid mikrozyd® sensitive wipes	Hígítatlanul: 1 perc, baktericid, yeasticid, szelektív virucid hatáshoz: 1 perc, fungicid hatáshoz: 2 perc
Egyéb felületek fertőtlenítése (pl.: kilincsek, ajtók, telefonok, lámpák)	Szükség esetén naponta többször.	Permetezéssel, letöréssel.	mikrozyd® AF liquid mikrozyd® AF wipes / Jumbo wipes mikrozyd® sensitive liquid mikrozyd® sensitive wipes	Hígítatlanul baktericid, yeasticid, szelektív virucid hatáshoz: 1 perc, fungicid hatáshoz: 2 perc

A termékek használatát megelőzően mindig olvassa el a címkét/használati útmutatót!

	0,25%	0,5%	0,75%	1,0%	2,0%	3,0%	4,0%	5,0%	6,0%	10,0%
1 Liter	2,5 ml	5 ml	7,5 ml	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml	60 ml	100 ml
2 Liter	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	100 ml	120 ml	200 ml
3 Liter	7,5 ml	15 ml	22,5 ml	30 ml	60 ml	90 ml	120 ml	150 ml	180 ml	300 ml
4 Liter	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	80 ml	120 ml	160 ml	200 ml	240 ml	400 ml
5 Liter	12,5 ml	25 ml	37,5 ml	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml	300 ml	500 ml
6 Liter	15 ml	30 ml	45 ml	60 ml	120 ml	180 ml	240 ml	300 ml	360 ml	600 ml
7 Liter	17,5 ml	35 ml	52,5 ml	70 ml	140 ml	210 ml	280 ml	350 ml	420 ml	700 ml
8 Liter	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	160 ml	240 ml	320 ml	400 ml	480 ml	800 ml
9 Liter	22,5 ml	45 ml	67,5 ml	90 ml	180 ml	270 ml	360 ml	450 ml	540 ml	900 ml
10 Liter	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	200 ml	300 ml	400 ml	500 ml	600 ml	1,0 L
15 Liter	37,5 ml	75 ml	112,5 ml	150 ml	300 ml	450 ml	600 ml	750 ml	900 ml	1,5 L
20 Liter	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	400 ml	600 ml	800 ml	1,0 L	1,2 L	2,0 L
25 Liter	62,5 ml	125 ml	187,5 ml	250 ml	500 ml	750 ml	1,0 L	1,25 L	1,5 L	2,5 L
30 Liter	75 ml	150 ml	225 ml	300 ml	600 ml	900 ml	1,2 L	1,5 L	1,8 L	3,0 L
40 Liter	100 ml	200 ml	300 ml	400 ml	800 ml	1,2 L	1,6 L	2,0 L	2,4 L	4,0 L
50 Liter	125 ml	250 ml	375 ml	500 ml	1,0 L	1,5 L	2,0 L	2,5 L	3,0 L	5,0 L
100 Liter	250 ml	500 ml	750 ml	1,0 L	2,0 L	3,0 L	4,0 L	4,0 L	6,0 L	10,0 L

ADAGOLÓK

1. Karos adagolók

2. Érintésmentes adagolók





SM 2 universal faliadagoló

Folyékony szappanok, műtéti bemosakodó szerek, valamint bőrápoló szerek pontos és gyors adagolásához

Amit nyújt

- Univerzális befogadó képesség: 450ml-es, 500ml-es, 1000ml-es flakon
- Mind eurokonform, mind Schülke&Mayr flakonok befogadására alkalmas
- Egyszerűen állítható adagolás (1-3ml-ig)
- Tartós és korróziómentes műanyag szerkezet, formatervezett kivitel
- Könnyen kivehető pumpaszerkezet, amely a különböző konzisztenciájú, viszkozitású készítményeket is utáncsöpögés nélkül adagolja
- A kiürült flakonok egy mozdulattal cserélhetőek

Alkalmazási terület

Az SM 2 Universal faliadagoló alkalmas folyékony szappanok, műtéti bemosakodó szerek, valamint bőrápoló szerek pontos és gyors adagolásához.



Termék adatok:

Cikkszám	668500
Adagoló szerkezet színe	fehér
Adagoló szerkezet anyaga	ABS műanyag
Behelyezhető flakonok űrtartalma	450 ml, 500 ml, 1000 ml
Adagolási mennyiségek	1-3 ml

Tartozékok:

Termék	Cikkszám
Adagoló pumpa	668540
Fali panel	668502





OPHARDT ingo-man®

Folyékony szappan és alkoholos
kézfertőtlenítőszer adagoló EU-konform
flakonokhoz

Amit nyújt

- Szenzorok segítségével a kéz hozzáérintése nélküli működés vagy könyökkel működtethető fém adagoló karral
- 500 ml-es vagy 1000 ml-es EU-konform flakonokhoz
- Rozsdamentes acél pumpával vagy plastik pumpával
- Alumínium, eloxált matt ezüst vagy rozsdamentes acél házas
- Állítható adagolási mennyiségek: kb. 0,75 ml / 1,0 ml / 1,2 ml / 1,5 ml (függ a beletöltött szer viszkozitásától)

Alkalmazási terület

Átjárók, bejáratok, intenzív osztályok, dialízis állomások, sebészetek, ápoló- és vizsgálószobák, tisztaszobák, terápiás szobák





RX 5-T érintésmentes adagoló

A mobil, flexibilis adagolási megoldás lehetőséget biztosít a kézhigiénés szabályok betartásának javítására

A termék jellemzői

- 500 ml-Euroflakon kompatibilis
- ABS műanyag ház
- Kézfertőtlenítő gél adagolására is
- Optimalizált méret
- Álló vagy falra szerelhető kivitel
- 4C cellás elemmel működik
- 1,5 ml-es adagolás

A termék tartozékai



Zárható fal konzol



Csepptálca

Rendelési információ:

Termék	Cikkszám
RX-5 T érintésmentes adagoló	4401528
RX-5 T rozsdamentes állóállvány	1422671

Állvány külön rendelhető!





FOGÁSZATOKNAK



EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKNEK



OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKNEK



ÉTTERMEKNEK



IRODÁKNAK



Steripower (cikkszám 10041)

Érintésmentes kézfertőtlenítő egység

Hálózati vagy újratölthető lítium ionos akkumulátoros kivitel

- Flexibilis pozicionálás az újratölthető elemeknek köszönhetően.
- A készenléti idő a használat mértékétől függ.
- Optikai jelzés, mielőtt kezdene lemerülni
- Akkumulátor külső töltéséhez alkalmas készlet opcionálisan elérhető (pót akku, töltő, kábel)

Érzékelő

- A szenzor egy beállított mennyiséget adagol

Széles nyílás

- Mindkét kéz egyidejű érintésmentes fertőtlenítése
- A többlet folyadék nem károsítja a padlót vagy a munkafelületet

Opcionális: Számláló

- Digitális számláló az adagolás és a mennyiség ellenőrzése céljából



DIN szabványú töltési csatlakozó

- Csatlakozás a zárt hálózati töltővel

Opcionális Új

 LED-Világítás

➕ Méretek

magasság: 505 mm
szélesség: 290 mm
mélység: 200 mm

Padozatra állítható rozsdamentes vagy vele egyenértékű fertőtleníthető állvány

Falra szerelhető kivitel

Nem igényel karbantartást

Jelzés

- Összeköthető ajtónyitási funkcióval

Adagolás

- Felhasználás specifikus adagolási lehetőség
- Állíthatóság 10 fokozatban, 0,5 ml-től 5ml -ig

Kompatibilitás

- EU-konform (450 ml, 500 ml és 1 literes flakonok) flakonokkal kompatibilis berendezés
- Átlátszó borítás
- Fertőtlenítőszer nevének és lejárati idejének láthatósága

Permetezés

- Mindkét kezet egyenlő mértékben befedi fertőtlenítő szerrel

Csepegtető tálca

- Nedvszívó párnával (egy szett alap tartozékként minden készülékhez)
- A felesleges folyadékot magába zárja

A Steripower® az első érintésmentes kézfertőtlenítő készülék, amely forgalomba került!



Steripower®

Porlasztásos technológiájának köszönhetően egységesen juttatja a fertőtlenítő anyagot a használó kezére

Amit nyújt

- Széles nyílás, melybe a két kéz egyszerre behelyezhető
- A szenzoros érzékelő azonnal érzékeli a kezét
- Többféle állvánnyal rendelhető (eltérő színekben, kialakításban fali vagy álló kivitel, anyagválasztási lehetőség - rozsdamentes acél, fa, akril)
- Beállíthatja, hogy a készülék milyen mennyiséget adagoljon (0,5ml-től 5 ml-ig)
- Könnyedén kicserélheti a fertőtlenítőfolyadékot
- Akkumulátorral és hálózati áramforrással is üzembe helyezhető

Rendelési információ:

Termék	Cikkszám
Külső töltési lehetőséggel	10041
Külső töltési lehetőség nélkül	10046
Állandó áramellátással	10047
Rozsdamentes acél lábakkal	80111

Egyedi megjelenés



STERIL CSOMAGOLÓ- ANYAGOK

Steril csomagolóanyagok és termékek
(steril barrier) kórházak, fogászatok &
mosodák számára

 **WIPAK**



Átlátszó zacskók & tekercsek

R – Lapos tekercsek *

Cikkszám	2P	3P	Méret (mm)	Db/doboz
R 39	•	•	50 : 200 m	5
R 40	•	•	75 : 200 m	4
R 41	•	•	100 : 200 m	3
R 42	•	•	150 : 200 m	2
R 43	•	•	200 : 200 m	1
R 44	•	•	250 : 200 m	1
R 45	•	•	300 : 200 m	1
R 46	•	•	350 : 200 m	1
R 47	•	•	400 : 200 m	1


SS – Standard öntapadós zacskók

Ragasztócsíkkal. Csak 2P = gőz és EO gáz.

Cikkszám	Méret (mm)	Db/doboz
SS 10	60 x 250	1000
SS 1	90 x 200	1000
SS 2	90 x 250	1000
SS 3	90 x 570	1000
SS 4	130 x 270	1000
SS 5	200 x 350	1200
SS 6	250 x 400	600
SS 7	300 x 450	600

RB – Redős tekercsek *

Cikkszám	2P	3P	Méret (mm)	Db/doboz
RB 50	•	•	75 x 25 : 100 m	4
RB 51	•	•	100 x 50 : 100 m	3
RB 52	•	•	150 x 50 : 100 m	2
RB 53	•	•	200 x 55 : 100 m	1
RB 54	•	•	250 x 65 : 100 m	1
RB 55	•	•	300 x 80 : 100 m	1
RB 56	•	•	350 x 80 : 100 m	1
RB 57	•	•	400 x 80 : 100 m	1



*2P = gőz és EO gáz, 3P = gőz, EO és FO

Kémiai indikátorok & ragasztószalagok

Indikátorcsíkok

AC = gőz, EO-gáz, FO-gáz és

PL = alacsony hőmérsékletű plazma.


Cikkszám	Csík/szalagtartó	Db/doboz
AC 6	250	
AC 250/500	250	1000
EO 250	250	1000
PL 500		50

ÚJ!

Ragasztószalagok

Indikátor ragasztószalagok, S = gőz, E = EO-gáz és H = hőlég indikátor

Cikkszám	Szélesség/hossz	Db/doboz
ITS 12 G	12 mm x 50 m	72
ITS 19 G	19 mm x 50 m	48
ITS 25 G	25 mm x 50 m	36
JTB 19 S G	19 mm x 50 m	48
JTB 25 S G	25 mm x 50 m	3
ITE 19	19 mm x 50 m	48
ITH 19	19 mm x 50 m	48



Csomagolóívek: Papír & Nonwoven

SMX – Nagy teljesítményű ívek

SMX-1 Kék light

Kis- és közepméretű tálcákhoz és szettekhez.

Cikkszám	Méret (mm)	Db/doboz
SMX 1060	600 x 600	480
SMX 1075	750 x 750	200
SMX 1090	900 x 900	160
SMX 1100	1000 x 1000	160
SMX 1120	1200 x 1200	120

SMX-2 Kék regular

Közép- és nagyméretű tálcákhoz és szettekhez és dobozok, konténerek belső bélelésére.

Cikkszám	Méret (mm)	Db/doboz
SMX 2060	600 x 600	480
SMX 2075	750 x 750	200
SMX 2090	900 x 900	120
SMX 2100	1000 x 1000	120
SMX 2120	1200 x 1200	120

SMX-3 Kék heavy duty

Erősebb szerkezet a még nagyobb igénybevételhez.

Cikkszám	Méret (mm)	Db/doboz
SMX 3075	750 x 750	120
SMX 3090	900 x 900	120
SMX 3100	1000 x 1000	120
SMX 3120	1200 x 1200	104

SMX-4 Kék super duty

Különösen nagy vastagságú anyag ortopédiai és egyéb igen nehéz tálcákhoz.

Cikkszám	Méret (mm)	Db/doboz
SMX 4060	600 x 600	160
SMX 4075	750 x 750	120
SMX 4090	900 x 900	104
SMX 4100	1000 x 1000	104
SMX 4120	1200 x 1200	80



HR – Hőlégtekercek

Poliamid tömlők hőlégsterilizáláshoz.

Cikkszám	Szélesség/hossz	Db/doboz
HR 39	50 mm x 200 m	5
HR 40	75 mm x 200 m	4
HR 41	100 mm x 200 m	3
HR 42	150 mm x 200 m	2
HR 43	200 mm x 200 m	1
HR 44	250 mm x 200 m	1

Nem toxikus jelölő tollak

Víz- és hőálló tollak. 10 db/doboz.

Cikkszám	Szín	Méret (mm)	Db/doboz
MAR 1	■	0.75	100
MAR 1T	■	1.00	100
MAR 2	■	0.75	100
MAR 3	■	0.75	100
MAR 4	■	0.75	100





Wipak IS 250 típusú fóliahegesztő gép

Impulzus hegesztőgép vágóeszkőzzel
hőléghoz is

Amit nyújt

- Gyors és megbízható zárást biztosít a hővel hegeszthető csomagoláshoz
- A beépített vágóeszköz megkönnyíti a kézi vágást mindkét irányban
- Sokkal nagyobb felületen zárja a fóliát, mint egy általános fóliahegesztő
- Egyszerre több használatban lévő tekercs is „behelyezhető” a készülékbe
- A hegesztési időt lehet időzíteni a lezárandó anyagnak megfelelően
- Az optimális időtartamot akusztikus riasztás és jelzőlámpa jelzi, melyet igény szerint ki is lehet kapcsolni
- Nem csupán felhasználóbarát, hanem gazdaságos is

Rendelési információ:

Termék	Cikkszám
Wipak IS 250 típusú impulzus fóliahegesztő gép	IS-250*



Ismerje meg további hegesztőgépeinket is!

Wipak RS-120A típusú fóliahegesztő gép

Praktikus segítség minden egyes folyamat paramétereinek ellenőrzéséhez.



Wipak RS-300 típusú fóliahegesztő gép

Belső nyomtatóval rendelkezik, amellyel legfeljebb 30 karakternyi szövegsor nyomtatható. A készülékkel számítógéphez is lehet csatlakozni.



AUTOKLÁVOK



MIDMARK B18 AUTOKLÁV – 18 literes

- B típusú 18 literes autokláv
- Opcionális ROSI fordított ozmózis víztisztító rendszerrel (1000-1200 cikluson keresztül megfelelő minőségű vizet juttat a rendszerbe)
- Beépített érzékelő rendszer, mely folyamatosan figyeli a vízminőséget
- VSL – vákuum biztonsági záras ajtó, melyet motor nyit és zár
- Magyar nyelvű menürendszer
- Gyors program sterilizálásra
- Beépített nyomtató és opcionális USB adatgyűjtő
- 100%-ban Olaszországban/EU-ban készült



MIDMARK B23 AUTOKLÁV – 23 literes

- B típusú 23 literes autokláv
- Opcionális ROSI fordított ozmózis víztisztító rendszerrel (1000-1200 cikluson keresztül megfelelő minőségű vizet juttat a rendszerbe)
- Beépített érzékelő rendszer, mely folyamatosan figyeli a vízminőséget
- VSL – vákuum biztonsági záras ajtó, melyet motor nyit és zár
- Magyar nyelvű menürendszer
- Gyors program sterilizálásra
- Beépített nyomtató és opcionális USB adatgyűjtő
- 100%-ban Olaszországban/EU-ban készült



MIDMARK SPEEDY B6 AUTOKLÁV – 6 literes

- B osztályú autokláv
- 6 literes kapacitás
- Adatok nyomon követhetősége
- Integrált nyomtató



MIDMARK B60 AUTOKLÁV – 60 literes

- Meglehetősen nagy teherbírással rendelkező autokláv (60 liter)
- Beépített nyomtató és USB port
- B és S típusú vákuum
- A ciklusok széles skálája: 121 °C és 134 °C
- Csak 3,5l vízfogyasztás ciklusonként
- Integrált reverz ozmózis rendszer
- 4 tálcával és tartozékokkal
- 220 V-os tápegység



PROMOTAL HYDRIADE FAST

A Hydriade Fast az első automatikus elősterilizáló rendszer

A Hydriade Fast 4 az 1-ben:

- Fertőtlenít
- Ultrahangos mosást biztosít
- Öblít
- Szárít

ULTRAHANGOS MOSÓK



QUICKLEAN ultrahangos mosó

QuickClean ultrahangos tartályokat úgy optimalizálták, hogy hatékony és biztonságos tisztítást biztosítsanak a kezelő számára.

Ezt egy beépített termostatikus vezérlésű fűtés teszi lehetővé, amely minimalizálja az indítási időt. A „frekvenciaugrás” technológia elérhetővé teszi az ultrahang állandó és homogén diffúzióját is.

Továbbá a fedél az integrált szennyezett folyadékgyűjtővel megakadályozza a vegyi anyag belégzésének vagy a bőrrel való érintkezés kockázatát.

- Három méretben kapható: 4,5 literes, 12,5 literes vagy 25 literes változatban
- Programozható ciklusok 1 és 99 perc között
- 3 év garancia




ELMASONIC S 80/H - ULTRAHANGOS TISZTÍTÓ KÉSZÜLÉK

- Elektronikus időzítő és hőmérséklet kontrol
- Autostart hőmérséklet-vezérléssel / hőfok előválasztással
- Nagy-teljesítményű generátor rendszer
- Szárazon üzemeltetés elleni védelemmel ellátott kerámia fűtés
- Gyors kigázosítás Autodegas / Degas funkcióval
- Tökéletesített tisztító hatás pásztázó hullámformával
- Biztonsági kikapcsolás



JEGYZETEK





1045 Budapest, Berliini utca 47-49.
tel.: 06 1 350 2107 | fax: 06 1 329 1854
e-mail: info@allegro.hu
www.allegro.hu

schülke -+



WIPAK


midmark®

Elma



Mascia Brunelli

Érvényes 2024-től